

ÉCARTEUR PALPÉBRAL

Le LID-Up est un écarteur palpébral à usage unique adapté à toutes chirurgies nécessitant l'écartement des paupières ainsi qu'aux injections intra-vitréennes. Sa présentation, sous blister stérile, en fait le complément idéal du chirurgien en salle d'opération ou du praticien qui doit, par exemple, retirer un CE cornéen.



Trois tailles, différenciées par un code couleur, sont disponibles : nouveau-né, enfant, adulte. Les cuillères sont pleines, avec une courbure adaptée pour le confort du patient à la forme du globe et des paupières.

Composé principalement de plastique, LID-Up est léger, biocompatible, amagnétique. Par mémoire de forme, la largeur de la cuillère peut être adaptée au besoin à l'épaisseur de la paupière.

L'articulation entre le bras et la cuillère permet un bon positionnement et ne gêne pas les gestes du chirurgien. LID-Up convient également au travail "en nasal".

En cas d'anesthésie topique, un doigt de blocage peut être ajouté, empêchant ainsi la fermeture intempestive des paupières.

LID-UP SMALL

Longueur cuillère : 8 mm
Largeur cuillère : 3 mm

LID-UP LARGE

Longueur cuillère : 12 mm
Largeur cuillère : 3.5 mm

LID-UP EXTRA-LARGE

Longueur cuillère : 15 mm
Largeur cuillère : 5.5 mm

Design : P. A. Grounauer M.D.

DOIGT DE BLOCAGE

Sur demande

PACKAGING

20 pièces + Mode d'emploi

AVANTAGES

Prêts à l'emploi Usage unique
Stériles Cuillères pleines à mémoire de forme
Possibilité d'ajouter un doigt de blocage pour plus de sécurité

